

# 产品说明书 Product Manual

## 【产品名称】

通用名称: Muller-Kauffmann 氏四硫磺酸钠肉汤基础 英文名称: Muller-Kauffmann Tetrathionate Broth Base

## 【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
023032	干粉	250g/瓶

#### 【产品用途】

用于羽绒羽毛中沙门氏菌选择性培养。

### 【检验原理】

胰蛋白胨和大豆胨提供碳源,氮源和维生素满足细菌生长的需求;氯化钠可维持均衡的渗透压;碳酸钙能中和细菌产酸 及吸收有毒的代谢产物;硫代硫酸钠和四硫磺酸钠结合可抑制肠道共生菌(四硫磺酸钠是在培养基加入碘和碘化钾时形 成的),而具有四硫磺酸钠还原酶的细菌能在此培养基此培养基中繁殖,胆盐可以抑制大肠杆菌和其他革兰氏阳性杆菌。

#### 【配方成分】

配方 (毎升)	含量
胰蛋白胨	7 g
大豆胨	2.3 g
氯化钠	2.3 g
碳酸钙	25 g
硫代硫酸钠	40.7 g
牛胆汁	4.75 g
最终 pH 8.0±0.2	

#### 【使用方法】

称取 82g/L,不需灭菌,搅拌加热煮沸至完全溶解,冷却至 50℃,加入一支配套试剂 SR0040 (含 19mL 碘液和 9.5mL 0.1%亮绿溶液),混匀,分装无菌试管,每管 9mL。

# 【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基 42℃, 18-24h 结果如下:

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028	肉汤混浊,在酚红煌绿琼脂上>	菌落红色
	+大肠埃希氏菌 ATCC25922	10cfu	-
选择性	大肠埃希氏菌 ATCC25922	在 TSA 上 < 100cfu	-

## 【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处,用后立即旋紧瓶盖; 贮存期三年。

#### 【注意事项】

- 1、称量时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 2、干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖,避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。

网址: www.huankai.com

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

技术热线: 020-32078333 转 8877、8876 (分机)

3、质检报告可以登录环凯网站 http://www.huankai.com, 打开"质检报告"页面,输入产品批号下载。

## 【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。



# 【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

# 【说明版本】

2019年11月24日

# 【参考文献】

GB/T10288 - 2003 羽绒羽毛检验方法

网址: www.huankai.com

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

技术热线: 020-32078333 转 8877、8876 (分机)