

# 产品说明书 Product Manual

## 【产品名称】

通用名称: 志贺氏增菌肉汤 (不含抗生素)

英文名称: Shigella Broth 【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
CP0730	袋装	225mL/袋, 10 袋/盒

#### 【产品用途】

用于志贺氏菌的选择性增菌培养。

## 【检验原理】

胰蛋白胨提供氮源, 葡萄糖提供碳源满足细菌生长的需求; 氯化钠可维持均衡的渗透压; 磷酸二氢钾和磷酸氢二钾是缓冲剂; 吐温 80 是中和剂; 新生霉素可抑制革兰氏阳性菌生长。

## 【配方成分】

配方 (每升)	含量	
胰蛋白胨	20.0 g	
葡萄糖	1.0 g	
氯化钠	5.0 g	
磷酸氢二钾	2.0g	
磷酸二氢钾	2.0 g	
吐温 80	1.5mL	
蒸馏水	1000mL	
最终 pH 7.0±0.2		

# 【使用方法】

拆开包装,每袋加入配套试剂(SR0380)一支,即可使用。

## 【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基,41.5℃±0.5℃厌氧培养 16~20h 结果如下:

指标	质控菌株及编 <del>号</del>	标准值	特征性反应
生长率	福氏志贺氏菌 CMCC51572	在 XLD 琼脂上 > 20cfu	无色菌落
	+金黄色葡萄球菌 ATCC6538		
选择性	金黄色葡萄球菌 ATCC6538	在 TSA < 20cfu	_

# 【储存条件与保质期】

2-25℃,避光保存,有效期见产品标签。

## 【注意事项】

- 1、称量时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 2、质检报告可以登录环凯网站 http://www.huankai.com, 打开"质检报告"页面,输入产品批号下载。

#### 【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

## 【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

## 【说明版本】

2019年11月24日

广东环凯微生物科技有限公司 地址:广州市黄埔区科学城神舟路 788 号 销售热线: 020-32078333 转 8602 (分机) 网址: www.huankai.com

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619 技术热线: 020-32078333 转 8877、8876 (分机)



## 【参考文献】

GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验

网址: www.huankai.com

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

技术热线: 020-32078333 转 8877、8876 (分机)